

Notă importantă

Vă rugăm să vă familiarizați cu întregul conținut al prezentei broșuri înainte de a utiliza receptorul dumneavoastră Amigo R1/R2. Broșura conține instrucțiuni de siguranță și informații importante despre utilizarea și manipularea receptorului Amigo R1/R2.


Introducere

Felicitări pentru decizia dumneavoastră de a face următorul pas pentru îmbunătățirea sistemelor FM pentru sala de clasă.

Amigo R1 și R2 aparțin familiei de produse Amigo FM ale Oticon – care încearcă să producă soluții superioare pentru școală și acasă.

Familia de produse Amigo este extrem de versatilă, făcând ca viața să fie mult mai ușoară pentru utilizatori în școli. Receptoarele pot fi conectate la cele mai multe proteze auditive BTE, precum și cu implant cohlear.

Caracteristici



Pregătirea sistemului FM

Pentru a seta sistemul FM, aveți nevoie de un emițător, un receptor, o proteza auditivă și un adaptor FM. Atașați adaptorul FM la proteza auditivă și receptorul la adaptor. Setati întrerupătorul cu 3 poziții pe una dintre cele 2 moduri ON (pornit) (Vezi Secțiunea 3 “întrerupător mod 3 poziții” pentru mai multe informații) și verificați că este pe canalul dorit. Porniți emițătorul pentru a activa sistemul FM.


1

Atașarea receptoarelor Amigo la un instrument auditiv

Pentru a asigura performanțe optime de antenă, receptoarele Amigo trebuie poziționate cu LED-ul în față sau în spate.

Pinii de pe receptorul Amigo pot fi ajustați în poziția preferată de dumneavoastră în pași de câte 90°. Un inel de blocare fixează receptorul pentru a preveni rotirea neintenționată a pinilor.

Trageți înapoi capătul pe ambele părți ale receptorului simultan, mișcați pinii și împingeți capătul înapoi.



Notă: Nu folosiți niciodată forța la schimbarea orientării pinilor, deoarece aceștia vor fi deteriorați permanent dacă sunt roțiți prea mult.

Atașați adaptorul FM la proteza auditivă, având grijă să aliniați conectorii European cu adaptorul FM.



Notă: Pentru informații cu privire la compatibilitatea cu protezele auditive, vă rugăm să consultați www.oticon.com.

2

Întrerupătorul cu 3 poziții

Întrerupătorul poate avea pozițiile următoare:

○ ○ **FM + Microfonul protezei auditive:** Acest mod combină semnalul de la emițătorul FM și microfonul protezei auditive.

○ **Doar FM.** În acest mod volumul protezei auditive este atenuat cu 20 dB. Acest lucru va fi util de obicei în condiții de gălăgie sau pe distanțe mai mari.

● **Oprit.** În acest mod nu există nici un semnal audio. Receptorul consumă puțină energie de la bateria protezei auditive pentru a rămâne în standby.

LED

Receptoarele Amigo sunt echipate cu o Diodă Emițătoare de Lumină (LED). Atunci când aceasta se aprinde, confirmă că:

- Bateria protezei auditive funcționează
- Receptorul este pornit
- Emițătorul și receptorul sunt sincronizate
- Copilul este pe canalul potrivit și are semnal bun

Pe scurt, atunci când un sistem FM funcționează corect, LED-ul va fi aprins.

LED-ul poate fi programat într-una din trei modalități de un T20/T21 sau WRP:

On: Constant. LED-ul va fi aprins constant când este prezent un semnal FM.

On: Pâlpâitor. LED-ul va pâlpâi când este prezent un semnal FM.

Off: LED-ul va rămâne stins chiar dacă este prezent un semnal FM.

Notă: Receptoarele Amigo nu au baterie. Acestea iau o cantitate mică de energie de la bateria protezei auditive.

3

Buton pentru schimbarea canalelor (doar R2)

Amigo R2 are un buton care poate fi folosit pentru schimbarea canalelor.

- O apăsare scurtă vă va duce la următorul canal pe lista de canale.
- O apăsare mai lungă va lansa o căutare prin lista de canale predefinită. R2 se va opri la primul canal care oferă semnal FM.

R2 scanează doar canalele care sunt pe lista de canale. Dacă nu găsește un canal (pentru că nu există semnal FM) acesta va reveni la, sau va rămâne pe, canalul inițial.

Dacă sunt prezente mai multe canale cu semnal FM puternic, îl va lua pe primul de pe listă. Dacă doriți un alt canal, apăsați îndelung butonul din nou.

Notă: Nu încercați niciodată să deschideți carcasa unui receptor.

Administrarea canalelor

Amigo R1/R2 conține o listă predefinită de canale, dintre care toate sunt funcționale. Puteți adapta lista de canale folosind Amigo T20, T21 sau WRP. Aceste unități pot fi de asemenea folosite pentru a sincroniza fără cablu R1 și R2.

Receptoarele Amigo pot fi programate să pornească pe canalul folosit ultima dată sau pe orice canal specific.

Dacă nu folosiți un emițător Amigo T20/T21 sau WRP; puteți totuși să schimbați canalele utilizând butonul de pe R2.

Caracteristicile receptorului Amigo

Receptoarele Amigo au o funcționalitate de Mod de Somn. Atunci când semnalul FM dispare pentru mai mult de 60 de secunde, unitate va “adormi” automat pentru a conserva energia bateriei. Un senzor de semnal încorporat va rămâne activ și va scana semnalele FM, și atunci când reapare semnalul FM, receptorul se va reactiva, iar LED-ul se va aprinde.

4

Utilizarea cu produsele altor producători

Receptoarele Amigo R1/R2 sunt compatibile cu cea mai mare parte a emițătoarelor FM de la alți producători. Cu toate acestea, receptoarele Amigo pot fi sincronizate fără cablu doar cu Amigo T20, T21 sau WRP. Pentru a stabili dacă există semnal FM trebuie să vă asigurați că atât emițătorul cât și receptorul sunt pe același canal. Pentru a schimba canalul pe R1, aveți nevoie de Amigo WRP. Pentru a schimba canalul pe R2, porniți emițătorul la unul din canalele pre-programate în receptor, și apăsați butonul.

Notă: Canalul selectat pe emițător trebuie să fie pe lista de canale a receptorului.

Amigo T20, T21 și WRP

Dacă utilizați un Amigo T20, T21 și WRP împreună cu un Amigo R1/R2, următoarele caracteristici programabile sunt disponibile:

- Mai multe canale (care pot fi programate fără cablu cu un Amigo T20, T21 sau WRP)
- Indicator LED
- Întrerupător cu 3 poziții
- Buton manual pentru canale (doar R2)
- Canal de bază (doar R1)
- Desemnarea unui nume receptorului
- Desemnarea unei urechi receptorului
- Doar FM
- Doar FM + proteza auditivă
- Bip de confirmare

5

Avertizări și precauții

Piesele componente ale sistemelor Amigo pot fi periculoase dacă sunt înghițite:

Receptoarele Amigo nu sunt jucării și nu ar trebui lăsate la îndemâna copiilor și a oricărei persoane care ar putea să le înghițită sau să se rănească în orice alt mod. Ar trebui acordată o atenție specială pentru a preveni înghițirea de către copii și sufocarea acestora.

Dacă un receptor este înghițit, apelați imediat la un doctor.

- Nu schimbați niciodată bateria și nu conectați niciodată receptorul la proteza auditivă în fața unor bebeluși, copii mici sau persoane cu dizabilități de învățare.

Disfuncționalități ale sistemului:

Sistemul Amigo va înceta să funcționeze dacă bateriile s-au consumat. Sistemul poate produce de asemenea un sunet de fluierat înalt (reacție) dacă bateria este slabă, sau dacă este expus unui zgomot puternic în timp ce microfonul este oprit dar receptorul este încă pornit. Utilizatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că aceste sunete nu trebuie confundate cu sunetele de avertizare – de ex. claxoanele mașinilor în trafic.

Utilizarea în avioane:

- Amigo nu ar trebui utilizat în avioane fără permisiunea echipajului de bord.

Vă rugăm să remarcați faptul că Amigo poate cauza interferențe cu alte instrumente medicale. Astfel de interferențe pot fi cauzate de asemenea de semnale radio, deranjamente din cauza liniilor de tensiune, detectoare de metal din aeroporturi, câmpuri electromagnetice de la alte instrumente medicale și descărcări electrostatice.

Prin prezenta Oticon declară că acest receptor Amigo respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația de conformitate este disponibilă la

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark.

7

Descoperirea și rezolvarea problemelor

Problema	Soluția
Nu există sunet / Nu există recepție FM	Verificați dacă bateria protezei auditive funcționează, și dacă acesta este pornit. Verificați dacă receptorul este pornit și conectat corect. Verificați dacă emițătorul este pornit. Apăsați butonul SYNC încă o dată.
Receptoarele nu se pot sincroniza	Sincronizarea are loc fără cablu, deci dacă receptorul nu confirmă (cu trei pâlpâiri ale LED-ului), încercați să aduceți Amigo T20/T21/WRP mai aproape sau puțin într-o parte. Apăsați apoi butonul SYNC încă o dată.

Curățarea

Receptorul Amigo R1 și R2 respinge umezeala, ceea ce îl face să fie foarte ușor de curățat cu o cârpă umedă și Oticon recomandă curățarea regulată.

906 68 362 00 / 01.08 Printed in Denmark

6

Cerințe de siguranță cu privire la Intrarea Directă Audio (DAI)

- Siguranța utilizării Amigo cu DAI (Intrare Directă Audio) este determinată de sursa externă de semnal. Atunci când DAI este conectat la echipamentul principal de operare, acest echipament trebuie să respecte IEC-60065, IEC-60601 sau standarde de siguranță echivalente.

Garanția producătorului

Producătorul, Oticon, emite o garanție limitată de 2 ani pentru utilizatorul final al acestui produs. Această garanție intră în vigoare la data achiziției echipamentului, și va rămâne în vigoare doi ani de la această dată.

Ce este acoperit de această garanție?

Orice componentă electrică ce, datorită defectelor de asamblare, producție sau design nu funcționează cum trebuie în condiții de utilizare normale pe perioada acestei garanții va fi înlocuită sau reparată pe gratis pentru componente sau manoperă dacă este returnată la locul achiziționării. Transportul este plătit de către client. Dacă se constată că reparația nu este fezabilă, întreaga unitate poate fi înlocuită cu o unitate echivalentă la înțelegerea dintre audioprotezist și client.



Deșeurile provenite din echipament electronic trebuie tratate conform regulilor locale.



www.oticon.com

8

oticon
PEOPLE FIRST