

Instrucțiuni de utilizare

miniBTE R

Oticon Intent™

Oticon Play SI™



Made for
iPhone | iPad



Works with
Android

oticon
life-changing technology

Introducere la acest ghid de utilizare

Această broșură vă prezintă modul de utilizare și întreținere a noilor dvs. proteze auditive. Citiți cu atenție acest ghid de utilizare, inclusiv secțiunea de **Avertismente**. Astfel veți putea beneficia la maxim de protezele auditive.



Avertismente

Textul marcat cu un simbol de avertizare trebuie citit înainte de a folosi dispozitivul.

Specialistul dvs. pentru protezare auditivă a reglat protezele auditive pe măsura necesităților dvs. Dacă aveți întrebări suplimentare, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

Un specialist pentru protezare auditivă (specialist în proteze auditive, audiolog, medic ORL (ochi, gât, urechi) și distribuitor de proteze auditive) este o persoană cu o educație corespunzătoare care a dovedit competențe în evaluarea profesională a auzului, selectarea, reglarea și livrarea de proteze auditive și reabilitare pentru persoanele care suferă de pierderea auzului. Educația specialistul pentru protezare auditivă este conform cu regulamentele naționale sau regionale.

*Denumirea postului poate varia de la o țară la alta.

Cuprins

Despre

| | |
|--------------------------------------|----|
| Scopul utilizării pentru Intent | 8 |
| Modul de utilizare pentru DemoFlex | 10 |
| Scopul utilizării - Play SI™ | 12 |
| Proteza auditivă și piesa auriculară | 14 |

Introducere

| | |
|---|----|
| Performanțele bateriei | 18 |
| Indicatorul de baterie scăzută | 19 |
| Identificarea protezelor auditive pentru partea stângă și dreaptă | 20 |
| PORNIREA/OPRIREA protezelor auditive | 21 |

Utilizarea zilnică

| | |
|---|----|
| Așezarea protezei auditive cu tub de sunet | 24 |
| Așezarea protezei auditive cu tub subțire | 25 |
| Curățarea | 26 |
| Curățarea protezei auditive | 27 |
| Curățarea tubului subțire | 28 |
| Curățarea pieselor auriculare personalizate | 29 |

Continuare pe următoarea pagină

Cuprins

| | | |
|-----------------|---|----|
| | Înlocuirea pieselor auriculare standard | 32 |
| | Înlocuirea filtrului ProWax | 34 |
| | Schimbați programul | 35 |
| | Modificați volumul | 36 |
| Opțiuni | | |
| | PORNIREA/OPRIREA Bluetooth | 38 |
| | Oprirea sunetului protezelor auditive | 39 |
| | Gestionarea apelurilor | 40 |
| | Broadcast Auracast | 42 |
| | Depozitarea protezelor auditive | 43 |
| | Folosirea protezelor auditive cu dispozitive digitale | 44 |
| | Asocierea și compatibilitatea | 45 |
| | Accesoriile wireless și alte opțiuni | 46 |
| Tinnitus | | |
| | Tinnitus SoundSupport™ (opțional) | 48 |
| | Ghid pentru utilizatorii Tinnitus SoundSupport | 49 |
| | Limitarea duratei de utilizare | 49 |
| | Opțiuni de sunet și ajustările volumului | 50 |
| | Avertismente referitoare la Tinnitus | 52 |

Avertismente

| | |
|-----------------------|----|
| Avertismente generale | 54 |
|-----------------------|----|

Informații suplimentare

| | |
|---|----|
| Protecția la apă și praf (IP68) | 60 |
| Informații tehnice | 62 |
| Garanția internațională | 70 |
| Garanția | 71 |
| Setările individuale ale protezei dvs. auditive | 72 |
| Sunetul și indicatorii luminoși LED | 75 |
| Depanarea | 80 |

Prezentarea modelului

Această broșură este valabilă pentru următoarele modele de proteze auditive:

- miniBTE R

FW 1.4

- Oticon Intent 1 miniBTE R GTIN: (01) 05714464176359
- Oticon Intent 2 miniBTE R GTIN: (01) 05714464176342
- Oticon Intent 3 miniBTE R GTIN: (01) 05714464176335
- Oticon Intent 4 miniBTE R GTIN: (01) 05714464176328
- Oticon Intent DemoFlex GTIN: (01) 05714464176311

FW 1.0

- Oticon Play SI 1 miniBTE R GTIN: (01) 05714464176373
- Oticon Play SI 2 miniBTE R GTIN: (01) 05714464176366

FW 1.3

- | | |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oticon Intent 1 miniBTE R | GTIN: (01) 05714464167944 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Intent 2 miniBTE R | GTIN: (01) 05714464167951 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Intent 3 miniBTE R | GTIN: (01) 05714464167968 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Intent 4 miniBTE R | GTIN: (01) 05714464167975 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Intent DemoFlex | GTIN: (01) 05714464167982 |

Scopul utilizării pentru Intent

| | |
|--|---|
| Scopul utilizării | Proteza auditivă are rolul de a amplifica și transmite sunetul la ureche. |
| Indicații de utilizare | Hipoacuzie bilaterală sau unilaterală de tip neurosenzorială, conductivă sau mixtă cu valori de la un grad ușor (16 dB HL*) și până la sever (96 dB HL*) a pierderii auzului, cu o configurație individuală a frecvenței. |
| Utilizatorul produsului | Persoană cu pierdere a auzului care folosește o proteză auditivă și îngrijitorii acesteia. Specialistul pentru protezare auditivă responsabil cu reglarea protezei auditive. |
| Grupul de utilizatori ai produsului | Adulții și copiii cu vârsta peste 36 de luni. |
| Mediul de utilizare | La interior și exterior |
| Contraindicații | Nu se adresează sugarilor cu vârsta mai mică de 36 de luni. Utilizatorii cu implanturi active trebuie să fie în special atenți la utilizarea protezei auditive. Pentru mai multe informații, citiți secțiunea Avertismente . |
| Beneficii clinice | Proteza auditivă are rolul de a asigura o înțelegere mai bună a vorbirii pentru a ajuta la facilitarea comunicării, îmbunătățindu-se astfel calitatea vieții. |

* Conform specificațiilor Asociației pentru vorbire-limbaj și auz, asha.org, folosind media de ton pur cu valoarea de 0,5, 1 și 2 kHz

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Amplificarea protezei auditive este reglată în mod unic și optimizată în funcție de capacitățile dvs. auditive în timpul montării protezei auditive efectuate de specialistul pentru protezare auditivă.

Modul de utilizare pentru DemoFlex

(nu este disponibil pentru Play SI)

| | |
|--|--|
| Scopul utilizării | Proteza auditivă are rolul de a amplifica și transmite sunetul la ureche. |
| Indicații de utilizare | Hipoacuzie bilaterală sau unilaterală de tip neurosenzorială, conductivă sau mixtă cu valori de la un grad ușor (16 dB HL*) și până la sever (96 dB HL*) a pierderii auzului, cu o configurație individuală a frecvenței. |
| Utilizatorul produsului | Persoană cu pierdere a auzului care folosește o proteză auditivă și îngrijitorii acesteia. Specialistul pentru protezare auditivă responsabil cu reglarea protezei auditive. Protezele auditive demonstrative sunt concepute pentru a fi utilizate de mai mulți utilizatori. |
| Grupul de utilizatori ai produsului | Adulții și copiii cu vârsta peste 36 de luni. |
| Numărul de reutilizări permise | Maxim 50 de cicluri de reglaj pe proteză auditivă pentru a asigura performanța propusă și siguranța dispozitivului. |
| Mediul de utilizare | La interior și exterior. |

| | |
|--------------------------|---|
| Contraindicații | Nu se adresează sugarilor cu vârsta mai mică de 36 de luni. Utilizatorii cu implanturi active trebuie să fie în special atenți la utilizarea protezei auditive. Pentru mai multe informații, citiți secțiunea Avertismente . |
| Beneficii clinice | Proteza auditivă are rolul de a asigura o înțelegere mai bună a vorbirii pentru a ajuta la facilitarea comunicării, îmbunătățindu-se astfel calitatea vieții. |

* Conform specificațiilor Asociației pentru vorbire-limbaj și auz, asha.org, folosind media de ton pur cu valoarea de 0,5, 1 și 2 kHz.

Disponibilitate limitată pe piață

Soluția cu proteze auditive demo este disponibilă numai pe anumite piețe. Pentru mai multe informații, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Amplificarea protezei auditive este reglată în mod unic și optimizată în funcție de capacitățile dvs. auditive în timpul montării protezei auditive efectuate de specialistul pentru protezare auditivă.

Scopul utilizării - Play SI™

| | |
|--|---|
| Scopul utilizării | Proteza auditivă are rolul de a amplifica și transmite sunetul la ureche. |
| Indicații de utilizare | Hipoacuzie bilaterală sau unilaterală de tip neurosenzorială, conductivă sau mixtă cu valori de la un grad ușor (16 dB HL*) și până la sever (93 dB HL*) a pierderii auzului, cu o configurație individuală a frecvenței. |
| Utilizatorul produsului | Persoană cu pierdere a auzului care folosește o proteză auditivă și îngrijitorii acesteia. Specialistul pentru protezare auditivă responsabil cu reglarea protezei auditive. |
| Grupul de utilizatori ai produsului | Bebeluși, copii și adulți. |
| Mediul de utilizare | La interior și exterior |
| Contraindicații | Utilizatorii de implanturi active trebuie să fie atenți atunci când folosesc aparatul auditiv. Pentru mai multe informații citiți secțiunea Avertizări. |
| Beneficii clinice | Proteza auditivă are rolul de a asigura o înțelegere mai bună a vorbirii pentru a ajuta la facilitarea comunicării, îmbunătățindu-se astfel calitatea vieții. |

* Conform specificațiilor Asociației pentru vorbire-limbaj și auz, asha.org, folosind media de ton pur cu valoarea de 0,5, 1 și 2 kHz


NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Amplificarea protezei auditive este reglată în mod unic și optimizată în funcție de capacitățile dvs. auditive în timpul montării protezei auditive efectuate de specialistul pentru protezare auditivă.


Proteza auditivă și piesa auriculară

Există două accesorii diferite și mai multe piese auriculare disponibile pentru proteza dvs. auditivă.

- Cu tub de sunet și piesă auriculară olivă**



- Cu tub subțire Corda miniFit**



Tubul subțire folosește una dintre următoarele piese auriculare:

Piese auriculare standard



Dom OpenBass



Dom pentru note joase,
orificiu dublu



Dom Power



Grip Tip

Disponibil sub formă mică și mare,
stânga și dreapta, cu sau fără orificiu.

Piese auriculare personalizate




LiteTip*



Micro olivă*

Dimensiuni pentru dom




*Poate fi fabricat din materiale diferite

Consultați detaliile pentru înlocuirea domului în
capitolul „Înlocuirea pieselor auriculare standard”.


Cu tub de sunet și olivă

Ce este și ce face



Cu tub subțire

Ce este și ce face



Performanțele bateriei

Asigurați-vă că vă încărcați protezele auditive înainte de prima utilizare și le încărcați după aceea în fiecare noapte. Astfel veți începe ziua cu protezele auditive complet încărcate.

Performanțele bateriei variază în funcție de utilizarea individuală și de setările protezei auditive. Transmiterea sunetului de la un TV, telefon mobil sau dispozitivele de conectivitate poate influența performanțele acesteia.

Dacă protezele auditive nu au autonomie pentru toată ziua, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a încărcătorului, consultați instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

La încărcarea la temperaturi ambientale ridicate, protezele auditive pot atinge temperaturi de până la 45 °C.


Indicatorul de baterie scăzută

Indicația de baterie scăzută se repetă periodic până la epuizarea bateriei. Specialistul pentru protezare auditivă poate seta protezele dvs. auditive în funcție de preferințele dvs.

După notificare, aveți la dispoziție circa două ore înainte ca proteza auditivă să rămână fără baterie. În acest moment, puteți continua să transmiteți audio timp de circa o oră. Pentru a extinde performanțele bateriei, opriți toate transmisiunile audio.

 **Nivel scăzut al bateriei** Trei tonuri alternative

 **Bateria este epuizată complet** Patru tonuri descendente

 Notificare vocală
(Opțională pentru anumite limbi)


Lumină LED pentru proteză auditivă

Clipiri **PORTOCALII** continue indică nivelul scăzut al bateriei.

Identificarea protezelor auditive pentru partea stângă și dreaptă

Este important să faceți deosebirea între proteza auditivă pentru partea stângă și cea dreaptă deoarece acestea pot fi programate diferit.

Găsiți indicatorii colorați stânga/dreapta pe proteza auditivă. Indicatorii se mai găsesc și pe Micro olive, LiteTip-uri și olive (opțional).



- Un indicator **ALBASTRU** marchează proteza auditivă pentru STÂNGA.

Un indicator **ROȘU** marchează proteza auditivă pentru DREAPTA.

PORNIREA/OPRIREA protezelor auditive

Folosirea încărcătorului

Proteze auditive PORNESC automat când sunt scoase din încărcător.

Lumina LED a protezei auditive se face **VERDE** după câteva secunde, confirmând că aceasta este pregătită de utilizare. În funcție de setările protezei auditive, s-ar putea să auzi o melodie la pornire.


Protezele auditivă se OPRESC și încep să se încarce automat când sunt puse în încărcător. Lumina LED a protezei auditive se face **PORTOCALIE**.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Asigurați-vă că încărcătorul este alimentat sau că acumulatorul inclus în încărcător este încărcat atunci când proteza auditivă este pusă în portul de încărcare. Pentru mai multe informații, consultați Instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului.

Folosirea butonului

Protezele auditive pot fi PORNITE/OPRITE folosind butonul.



Pentru PORNIRE

Apăsați lung butonul timp de circa două secunde până când lumina LED a protezei auditive se face **VERDE**. În funcție de setările protezei auditive, s-ar putea să auzi o melodie la pornire. Proteza auditivă este acum PORNITĂ.

Pentru OPRIRE

Apăsați lung butonul timp de circa trei secunde până când lumina LED a protezei auditive se face **PORTOCALIE**. Proteza auditivă redă patru tonuri descendente. Eliberați butonul și proteza auditivă se OPREȘTE.

Pentru informații despre tonuri, consultați secțiunea **Sunetul și indicatorii luminoși LED**.

Așezarea protezei auditive cu tub de sunet

Citiți următoarea pagină dacă aveți o proteză auditivă cu un tub de sunet și olivă.



Oliva este personalizată pentru a se potrivi cu forma urechii dvs. Olivele sunt unice pentru urechea stânga sau dreapta.

Pasul 1



Trageți ușor în exterior și introduceți oliva în direcția canalului urechii, răsucind ușor.

Pasul 2



Așezați proteza auditivă în spatele urechii.

Așezarea protezei auditive cu tub subțire

Citiți pagina următoare dacă proteza dvs. auditivă are un tub subțire.


Pasul 1



Așezați proteza auditivă în spatele urechii.


Tubul subțire trebuie folosit întotdeauna împreună cu o piesă auriculară atașată. Folosiți doar piese concepute pentru proteza dvs. auditivă.

Pasul 2



Țineți cotul tubului între degetul mare și degetul arătător. Piesa auriculară trebuie să fie îndreptată spre deschiderea canalului urechii.


Pasul 3



Împingeți ușor piesa auriculară în canalul auditiv până când tubul subțire se află aproape de capul dvs. Dacă tubul subțire este prevăzut cu un sistem de prindere de ureche, așezați-l pe ureche în așa fel încât să urmărească conturul urechii.

Curățarea

Instrumentul conține o perie și o buclă de sârmă pentru curățarea și îndepărtarea cerumenului. Dacă aveți nevoie de un instrument nou, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.



NOTIFICARE IMPORTANTĂ


Instrumentul are un magnet încorporat. Țineți instrumentul la o distanță de cel puțin 30 cm (1 picior) față de cardul de credit și alte dispozitive sensibile magnetic.

Curățarea protezei auditive

Când manipulați proteza auditivă, țineți-o deasupra unei suprafețe moi pentru a preveni stricarea ei dacă o scăpați din mână.

Curățați deschiderile microfonului

Folosiți peria instrumentului pentru a peria delicat mizeria din orificii. Periați cu atenție suprafața din jurul deschiderilor. Asigurați-vă că nicio parte din instrument nu este introdusă cu forța în deschiderile microfonului. Se poate distruge proteza auditivă.




NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Pentru curățarea protezelor auditive, folosiți o lavetă moale și uscată. Protezele auditive nu trebuie spălate sau scufundate niciodată în apă sau alte lichide.

Curățarea tubului subțire


Tubul subțire trebuie curățat pentru a îndepărta umezeala și cerumenul. Dacă nu este curățat, acesta se poate bloca cu cerumen care blochează transmiterea sunetului.

Pasul 1




Scoateți tubul subțire din proteza auditivă și scoateți piesa auriculară.

Pasul 2



Împingeți dispozitivul de curățare a tubului subțire prin tubul subțire. Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă pentru a obține dispozitivele adecvate pentru curățarea tubului subțire

Pasul 3




Reconectați tubul subțire la proteza auditivă.

Curățarea pieselor auriculare personalizate

Piesa auriculară trebuie curățată în mod regulat. Piesa auriculară are un filtru alb de cerumen care împiedică cerumenul și impuritățile să deterioreze proteza auditivă.

Înlocuiți filtrul cel puțin o dată pe lună. De asemenea, înlocuiți filtrul dacă este înfundat sau dacă sunetul nu se aude normal sau contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

Curățați ventilația prin împingerea instrumentului de curățare a ventilației prin orificiu. Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă pentru a obține instrumentul adecvat pentru curățarea ventilației piesei auriculare.



NOTIFICARE IMPORTANTĂ


Folosiți întotdeauna același tip de filtru de cerumen precum cel furnizat inițial cu protezele auditive. Dacă aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea sau înlocuirea filtrelor de cerumen, adresați-vă specialistului dvs. pentru protezare auditivă.

Îngrijirea olivei

Oliva trebuie curățată în mod regulat. Folosiți o lavetă moale pentru a curăța suprafața sa. Folosiți bucla de sârmă de la instrument pentru a curăța deschiderea.

Înlocuirea tubului

Tubul dintre olivă și proteza auditivă trebuie înlocuit dacă se îngălbenește sau devine rigid. Consultați specialistul pentru protezare auditivă în această privință.




Spălarea olivei

Pasul 1




Asigurați-vă că puteți identifica perechile olivă / proteză auditivă înainte de a deconecta oliva de la proteza auditivă.

Pasul 2



Scoateți tubul și oliva din mâner. Țineți mânerul ferm atunci când scoateți tubul. În caz contrar, proteza auditivă se poate deteriora.

Pasul 3




Spălați oliva și tubul cu un săpun delicat. Clătiți și uscați complet înainte de reconectarea la proteza auditivă.

Înlocuirea pieselor auriculare standard


Piesa auriculară standard (domul sau Grip Tip) nu trebuie curățată. Dacă piesa auriculară se umple cu cerumen, înlocuiți-o cu alta nouă. Domurile și Grip Tip-urile trebuie înlocuite cel puțin o dată pe lună.

Pasul 1




Țineți de capătul
tubului subțire
și scoateți piesa
auriculară.

Pasul 2



Introduceți tubul
subțire exact în
mijlocul piesei
auriculare pentru
a obține o prindere
sigură.

Pasul 3




Împingeți ferm pentru
a vă asigura că piesa
auriculară s-a fixat bine.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Dacă piesa auriculară nu este pe tub atunci când este scoasă din ureche, piesa auriculară poate fi încă prezentă în canalul auricular. Pentru mai multe instrucțiuni, consultați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.


Înlocuirea filtrului ProWax

1. Instrument




Scoateți instrumentul din cutie. Instrumentul are doi pini: Unul gol pentru îndepărtare și altul cu noul filtru de cerumen.

2. Scoateți



Împingeți pinul gol în filtrul de cerumen din piesa auriculară. Scoateți filtrul de cerumen.

3. Introduceți



Introduceți noul filtru de cerumen folosind celălalt pin. Scoateți instrumentul și aruncați-l.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Folosiți întotdeauna același tip de filtru de cerumen precum cel furnizat inițial cu proteza auditivă. Dacă aveți întrebări în ceea ce privește utilizarea sau înlocuirea filtrelor de cerumen, adresați-vă specialistului dvs. pentru protezare auditivă.

Schimbați programul

Proteza auditivă poate avea până la patru programe diferite. Acestea sunt programare de specialistul pentru protezare auditivă. Veți auzi unul din cele patru tonuri când schimbați programul, în funcție de program.

Consultați secțiunea **Sunetul și indicațiile LED**.



Apăsați și mențineți apăsat butonul de control timp de aproximativ 2 secunde pentru a schimba programul.


- Apăsați partea superioară a butonului pentru a trece la programul următor, de exemplu de la programul 1 la 2.
- Apăsați partea inferioară a butonului pentru a trece la programul anterior, de exemplu de la programul 4 la 3.

Pentru informații despre de câte ori se apasă butonul, consultați tabelul **Prezentarea setărilor generale pentru proteza dvs. auditivă**, din secțiunea **Setările individuale ale protezei dvs. auditive** de la finalul acestei broșuri.

Modificați volumul

Butonul vă permite să reglați volumul.

Atunci când creșteți sau reduceți volumul, veți auzi un bip.



- Apăsați partea superioară a butonului pentru a crește volumul
- Apăsați partea inferioară a butonului pentru a reduce volumul




Pentru informații despre tonuri, consultați secțiunea **Sunetul și indicatorii luminoși LED**.

Pentru informații despre de câte ori se apasă butonul, consultați tabelul **Prezentarea setărilor generale pentru proteza dvs. auditivă**, din secțiunea **Setările individuale ale protezei dvs. auditive** de la finalul acestei broșuri.

PORNIREA/OPRIREA Bluetooth

Bluetooth® poate fi PORNIT/OPRIT în protezele auditive. Atunci când Bluetooth este OPRIT, protezele auditive sunt în continuare PORNITE și funcționează. Rețineți că apăsarea butonului de la o proteză auditivă OPREȘTE Bluetooth-ul de la ambele proteze auditive.

Protezele dvs. auditive folosesc tehnologia Bluetooth. Acestea pot fi folosite la bordul aeronavelor deoarece protezele auditive sunt exceptate de la regulile aplicate dispozitivelor electronice portabile aflate la bordul aeronavelor.



Pentru a activa și dezactiva

Apăsați butonul timp de cel puțin șapte secunde. O scurtă melodie confirmă acțiunea dvs.

Oprirea sunetului protezelor auditive

Puteți opri sunetul protezelor auditive folosind unul din următoarele dispozitive/aplicații opționale:

- Oticon Companion
- ConnectClip
- Remote Control 3.0

Cum se pornește sunetul protezelor auditive


Se poate porni sunetul protezelor auditive folosind unul din dispozitivele/aplicațiile opționale sau prin apăsarea scurtă a butonului protezelor auditive.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Nu folosiți funcția de oprire a sunetului ca buton de OPRIRE deoarece protezele auditive tot mai folosesc bateria în acest mod.

Gestionarea apelurilor

Puteți să acceptați, să respingeți sau să încheiați apelurile telefonice cu ajutorul butonului de pe protezele auditive. De asemenea, puteți folosi controlul prin atingere pentru a răspunde sau încheia apelurile telefonice.



- **Pentru a accepta**

Apăsați scurt butonul pentru a accepta un apel telefonic. Un ton scurt confirmă acțiunea dvs.

Pentru a respinge


Apăsați lung butonul pentru a respinge un apel telefonic. Un ton scurt și descrescător confirmă acțiunea dvs.

Pentru a încheia

Apăsați lung butonul pentru a încheia un apel telefonic. Un ton scurt și descrescător confirmă acțiunea dvs.

*Pentru o listă de dispozitive compatibile, vizitați: www.oticon.global/compatibility

Pentru a utiliza funcționalitatea de gestionare a apelurilor, protezele auditive trebuie să fie asociate cu un dispozitiv mobil compatibil.*



• **Pentru a accepta**

Atingeți de două ori urechea sau proteza auditivă pentru a accepta un apel telefonic. Un ton scurt confirmă acțiunea dvs.


• **Pentru a încheia**

Atingeți de două ori urechea sau proteza auditivă pentru a încheia un apel telefonic. Un ton scurt și descrescător confirmă acțiunea dvs.

*Pentru o listă de dispozitive compatibile, vizitați: www.oticon.global/compatibility.

Broadcast Auracast

Puteți încheia o transmisie Auracast de la butonul protezelor auditive. Pentru a vă conecta la un broadcast Auracast, consultați manualul televizorului sau dispozitivului mobil pentru disponibilitate și instrucțiuni de conectare.



- **Pentru a încheia o transmisie Auracast**
Apăsați butonul timp de circa două secunde.

Depozitarea protezelor auditive

Atunci când nu folosiți protezele auditive, acestea se păstrează cel mai bine în încărcător.

Pentru a asigura cea mai lungă durată de exploatare a bateriei reîncărcabile a protezelor auditive, nu le expuneți la căldură excesivă. De exemplu, nu lăsați protezele auditive în soare în dreptul unui geam sau într-o mașină, chiar dacă acestea sunt în încărcător.

Depozitarea pe termen lung

Înainte de a pune deoparte sau depozita protezele auditive pentru o perioadă mare de timp (peste 14 zile), asigurați-vă că mai întâi le încărcați complet, după care le OPRIȚI. În acest mod bateria se poate reîncărca din nou.

Observație

Pentru protejarea bateriei reîncărcabile, este necesară reîncărcarea completă a protezei auditive la fiecare șase luni. În cazul în care o proteză auditivă depozitată nu este încărcată în termen de 6 luni, s-ar putea să fie nevoie de înlocuirea bateriei.

Folosirea protezelor auditive cu dispozitive digitale

iPhone, iPad, Mac și Vision Pro

Protezele auditive sunt Made for iPhone și permit transmisiuni directe și comunicarea cu mâini libere de la iPhone, iPad, Mac sau Vision Pro.*

Dispozitive Android

Protezele auditive sunt compatibile cu standardul Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA - Comunicare audio pentru proteze auditive) și Bluetooth® LE Audio pentru comunicare tip mâini libere de pe anumite dispozitive Android™*. Protezele auditive folosesc și tehnologia Auracast™. Această tehnologie vă permite să vă conectați la broadcast-urile Auracast și să partajați audio cu dispozitivele compatibile.* Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Broadcast Auracast**.

Oticon Companion poate fi folosită pentru a vă controla protezele auditive de pe dispozitivul mobil.

Pentru asistență la folosirea protezelor auditive cu oricare dintre aceste produse, contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

* Pentru o listă de dispozitive compatibile, vizitați: www.oticon.global/compatibility.

Asocierea și compatibilitatea

Pentru instrucțiuni privind asocierea protezelor auditive cu dispozitivul dvs. inteligent, vizitați:

www.oticon.global/pairing

Pentru o listă de dispozitive inteligente compatibile, vizitați:

www.oticon.global/compatibility

Accesoriile wireless și alte opțiuni

Este disponibilă o gamă de accesorii pentru îmbunătățirea protezelor auditive wireless. Acestea vă permit să auziți și să comunicați mai bine în situații cotidiene.

ConnectClip

Un dispozitiv care poate fi folosit ca microfon de la distanță și cască mâini libere atunci când este asociat cu telefonul mobil.

Phone Adapter 2.0

Un dispozitiv care atunci când este folosit împreună cu protezele auditive și ConnectClip, vă permite să comunicați cu mâini libere printr-un telefon fix.

Adaptorul TV 3.0

Un dispozitiv care transmite sunetul de la un TV sau dispozitiv electronic audio către protezele auditive.

Remote Control 3.0

Un dispozitiv care vă permite să schimbați programul, să reglați volumul sonor sau să opriți sunetul protezelor auditive.

EduMic

Un dispozitiv care poate fi folosit ca un microfon de la distanță într-o sală de clasă, mediu de lucru, spațiu public (folosind Bobina de telefon) și alte setări.

Oticon Companion

O aplicație care vă permite să controlați proteza auditivă de pe telefonul mobil sau tableta. Pentru dispozitive iPhone, iPad și Android. Asigurați-vă că descărcați și instalați aplicația din magazinul oficial App Store sau Play Store.

Bobina de telefon

Bobina de telefon vă ajută să auziți mai bine atunci când folosiți un telefon cu o buclă încorporată sau când vă aflați în clădiri cu sisteme de tele-buclă, cum ar fi teatre, lăcașuri de cult sau săli de lectură. Acest simbol este afișat dacă a fost instalată o tele-buclă.



Tinnitus SoundSupport™ (opțional)

Modul de utilizare al Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport este o unealtă concepută pentru a genera sunete care să ofere un ajutor temporar pacienților care suferă de tinitus ca parte a programului de management pentru tinitus.

Populația vizată constă în populația adultă de peste 18 ani.

Tinnitus SoundSupport este destinat specialiștilor în protezare auditivă (audiologi, specialiști în proteze auditive sau otorinolaringologi) care sunt familiari cu evaluarea și tratarea tinitus și a pierderii auzului. Montarea Tinnitus SoundSupport trebuie realizată de specialistul pentru protezare auditivă care participă la un program de gestionare a tinitusului.

Ghid pentru utilizatorii Tinnitus SoundSupport

Specialistul dvs. în protezare auditivă vă va putea oferi serviciile ulterioare de îngrijire adecvată. Este importantă respectarea sfatului și indicațiilor referitoare la această îngrijire.

Limitarea duratei de utilizare

Utilizarea zilnică

Nivelul volumului sonor pentru Tinnitus SoundSupport poate fi setat la un nivel care ar putea cauza vătămarea permanentă a auzului atunci când este folosit pentru o perioadă lungă de timp. Specialistul dvs. în protezare auditivă vă va recomanda de câte ori puteți utiliza Tinnitus SoundSupport într-o zi. A nu se utiliza niciodată la niveluri inconfortabile.

Consultați tabelul **Tinnitus SoundSupport: Limitarea duratei de utilizare** din secțiunea **Setări individuale pentru proteza dvs. auditivă** de la finalul acestui ghid pentru a afla câte ore pe zi puteți folosi în siguranță un sunet de ajutor în proteza dvs. auditivă.

Opțiuni de sunet și ajustările volumului

Tinnitus SoundSupport este programat de specialistul dvs. în protezare auditivă pentru a fi adecvat pierderii auzului dvs. și preferințelor pentru tratarea tinitusului.

Programe Tinnitus SoundSupport

Generatorul de sunet poate fi activat pentru până la patru programe diferite.

Fără sunet

Dacă vă aflați într-un program cu Tinnitus SoundSupport activat, funcția oprire sunet oprește doar sunetele mediului ambiant, nu și sunetul de la Tinnitus SoundSupport. Pentru informații despre oprirea sunetului protezei auditive, consultați secțiunea **Oprirea sunetului protezei auditive**.

Reglarea volumul cu Tinnitus SoundSupport

Specialistul pentru protezare auditivă poate seta controlul volumului pentru un program al protezei auditive la care este activat Tinnitus SoundSupport.

Pentru informații despre reglarea volumului cu Tinnitus SoundSupport consultați tabelul **Prezentarea setărilor Tinnitus SoundSupport pentru proteza dvs. auditivă**, din secțiunea **Setările individuale ale protezei dvs. auditive** de la finalul acestei broșuri.

Avertismente referitoare la Tinitus

Dacă specialistul dvs. în protezare auditivă a activa generatorul de sunet Tinnitus SoundSupport,, vă rugăm să acordați atenție următoarelor avertismente.

Există anumite preocupări asociate cu utilizarea oricărui sunet generat de către un dispozitiv de management al tinitusului. Printre acestea se regăsește și potențiala înrăutățire a tinitusului și/sau o posibilă modificare a pragului de auz.

Dacă observați o modificare a auzului sau a tinitusului sau orice amețeală, greață, durere de cap, palpitații cardiace sau eventuale iritații ale pielii în locul de contact cu dispozitivul, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și consultați un specialist medical, audiolog sau un alt specialist în protezare auditivă.

La fel ca în cazul oricărui dispozitiv, utilizarea incorectă a funcției de generator de sunet poate cauza eventuale efecte dăunătoare. Trebuie să fiți atenți și să împiedicați utilizarea neautorizată și să nu țineți dispozitivul la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

Durata maximă de purtare

Respectați întotdeauna durata maximă de utilizare zilnică a Tinnitus SoundSupport recomandată de specialistul dvs. în protezare auditivă. Utilizarea prelungită poate produce agravarea tinitusului sau a pierderii auzului.

Avertismente generale

Pentru siguranța dvs. personală și pentru a asigura o utilizare corectă, citiți cu atenție următoarele avertismente generale înainte de a utiliza protezele auditive. Consultați-vă specialistul pentru protezare auditivă dacă protezele auditive prezintă un comportament neașteptat sau dacă aveți incidente grave cu protezele auditive. Specialistul pentru protezare auditivă vă va ajuta cu problema și, dacă este cazul, va raporta situația producătorului și/sau autorităților naționale.

Rețineți că protezele auditive nu vor restabili auzul normal și nu vor preveni sau îmbunătăți o degradare a auzului care apare în urma unor procese naturale, cum ar fi îmbătrânirea sau îmbolnăvirea.

Protezele auditive sunt doar o parte din refacerea auzului și poate fi necesar să fie ajutată de instruirea sistemului auditiv și de instrucțiunile privind cititul pe buze.

Pentru a beneficia pe deplin de protezele auditive, trebuie să le folosiți frecvent.

Încărcați protezele auditive folosind exclusiv un încărcător specializat. Celelalte încărcătoare pot distruge protezele auditive și bateriile.

Această proteză auditivă folosește o celulă de baterie reîncărcabilă litiu-ion care nu poate fi scoasă. Încărcați proteza auditivă și familiarizați-vă cu informațiile despre siguranță și manipulare referitoare la protezele auditive reîncărcabile.

Nu încercați să accesați bateria din interiorul protezei auditive.

DemoFlex: Informații importante pentru specialiștii pentru protezare auditivă
Mergeți la Centrul de descărcare (www.oticon.global/hearing-aid-users/support/information/downloads) pentru instrucțiuni privind manipularea protezei auditive între reutilizări.

Utilizarea protezelor auditive

Proteza auditivă trebuie folosită doar conform instrucțiunilor specialistului pentru protezare auditivă. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la pierderea bruscă și permanentă a auzului. Nu permiteți niciunei alte persoane să vă poarte protezele auditive. Utilizarea neautorizată ar putea cauza deteriorarea permanentă a auzului acestora.

Pericol de sufocare ca urmare a ingerării pieselor mici

Țineți toate piesele mici (de exemplu, aparate auditive, căști, baterii etc.) departe de accesul și de vederea copiilor și a altor persoane care ar putea înghiți aceste obiecte. Solicitați imediat asistență medicală de urgență dacă cineva se sufocă cu piese mici sau dacă sunt înghițite bateriile.

A se ține departe de mediile cu risc de explozie

Protezele dvs. auditive sunt sigure pentru utilizare în condiții normale de utilizare. Proteza auditivă nu a fost testată pentru conformare cu standardele internaționale în ceea ce privește mediile explozive.

Nu folosiți proteza auditivă în medii care prezintă pericol de explozie, cum ar fi mine, câmpuri petroliere, medii bogate în oxigen sau zone în care sunt manipulate produse anestezice inflamabile.

Pericol de deces în cazul înghițirii bateriilor

Nu înghițiți niciodată bateriile. Acest lucru poate duce la leziuni grave sau la deces în câteva ore. Bateriile înghițite pot provoca arsuri care pot perfora organele interne. Țineți bateriile de parte de accesul și de vederea copiilor și a altor persoane care le-ar putea înghiți. Bateriile sunt uneori confundate cu medicamente. Așadar,

Continuare pe următoarea pagină

Avertismente generale

verificați-va tabletele înainte să le înghițiți. Solicitați imediat tratament medical de urgență dacă o baterie este înghițită.

Risc de introducere a bateriilor în ureche sau în nas

Nu introduceți niciodată bateriile în ureche sau în nas. Acest lucru poate produce la leziuni permanente din cauza arsurilor. Contactați imediat un medic dacă o baterie este introdusă în ureche sau în nas.

Nu încercați niciodată să înlocuiți bateriile reîncărcabile

Nu încercați să deschideți protezele auditive deoarece puteți deteriora bateria.

Nu încercați să înlocuiți bateria. Dacă este necesară înlocuirea bateriei, returnați dispozitivul la furnizor. Garanția este anulată dacă apar urme de forțare.

Atenție la scurgerile de baterii

Nu atingeți protezele auditive dacă bateria pare să aibă scurgeri, deoarece acizii pot provoca iritații ale pielii. Dacă ați intrat în contact cu acizii bateriei, ștergeți-vă cu o lavetă umedă. Dacă apar iritații ale pielii, consultați medicul. În caz de scurgere a bateriei, contactați specialistul pentru protezare auditivă pentru instrucțiuni suplimentare.

Atenție la apariția unei defectări bruște

Protezele auditive pot înceta să mai funcționeze fără să vă anunțe. De exemplu, dacă rămân fără baterie sau dacă tubul este blocat. Țineți cont de acest lucru mai ales în situațiile în care depindeți de sunetele de avertizare (de exemplu, în trafic).

Utilizarea cu implanturi medicale active

Protezele dvs. auditive au fost testate și dezvoltate în mod riguros pentru sănătatea umană conform standardelor internaționale pentru expunerea umană (Raportul de absorbție specifică - SAR), puterea electromagnetică indusă și tensiunile transmise în corpul uman.

Valorile expunerii sunt mult sub limitele de siguranță acceptate internațional pentru SAR, puterea electromagnetică indusă și tensiunile transmise în corpul uman definite de standardele pentru sănătatea omului și coexistă cu implanturile medicale active, cum sunt stimulatoarele cardiace și defibrilatoarele cardiace.

Dacă aveți un implant activ pe creier, cereți sfatul producătorului pentru informații privind utilizarea împreună cu o proteză auditivă.

Accesoriile cu magneți încorporați (de exemplu, magnetul Autophone și instrumentul) trebuie ținute la o distanță de cel puțin 30 cm (12 inci) de orice dispozitiv medical implantat. Urmați instrucțiunile producătorului dispozitivului medical implantat în ceea ce privește utilizarea acestuia împreună cu magneți.

Utilizarea cu implanturi cohleare

Dacă folosiți un implant cohlear (CI) la o ureche și o proteză auditivă la cealaltă, asigurați-vă să țineți mereu CI la o distanță de cel puțin 1 cm (0,4 inch) de proteza auditivă. Câmpul magnetic de la CI poate deteriora permanent unitatea de difuzor de la proteza auditivă. Nu puneți niciodată dispozitivele apropiate pe o masă, (de exemplu atunci când curățați sau schimbați bateriile). Nu transportați CI și proteza auditivă împreună în aceeași cutie.

Avertismente generale

Scoateți protezele auditive înaintea anumitor proceduri medicale

Scoateți protezele auditive de pe ureche înaintea unor proceduri medicale cum ar fi investigații (raze X, CT, RM, PET), electroterapie, intervenții chirurgicale. Protezele auditive ar putea fi afectate de expunerea la câmpuri magnetice sau electromagnetice puternice.

A se ține departe de substanțe chimice

Scoateți-vă protezele auditive înainte de a aplica produse care conțin anumite substanțe chimice care vă pot deteriora protezele auditive. De exemplu, produse cosmetice, sprayuri de păr, parfumuri, loțiuni de bărbierit, loțiuni de plaja și loțiuni împotriva insectelor. Lăsați produsele să se usuce înainte de a vă pune protezele auditive.

A se ține departe de căldura extremă

Nu vă expuneți niciodată protezele auditive la căldură extremă. De exemplu, nu vă lăsați protezele auditive în interiorul unei mașini parcate la soare. Nu folosiți niciodată un dispozitiv de încălzire extern pentru a vă usca protezele auditive. De exemplu, nu vă uscați protezele auditive folosind un uscător de păr sau într-un cuptor, cum ar fi un cuptor cu microunde.

Efecte secundare potențiale

Este posibil să produceți mai mult cerumen atunci când folosiți proteze auditive. În cazuri rare, materialele non-alergenice din produs pot provoca iritații ale pielii sau alte efecte secundare. Dacă apare orice astfel de efect secundar, consultați medicul.

Utilizarea accesoriilor de la terțe părți

Folosiți doar accesorii, cabluri sau traductoare (de exemplu, microfoane) furnizate de producător. Accesoriile

neoriginale pot avea ca rezultat reducerea compatibilității electromagnetice (CEM) a protezelor auditive.

Nu modificați protezele auditive

Nu aduceți nicio modificare protezelor auditive care nu a fost aprobată în mod expres de către producător. Acest lucru va anula garanția.

⚠️ Utilizarea în câmpuri cu interferențe electromagnetice

Protezele dvs. auditive au fost testate detaliat pentru interferențe în conformitate cu cele mai stricte standarde internaționale, inclusiv EN/CEI 60601-1-2 și modificările sale. Interferențele electromagnetice pot apărea în apropierea unor echipamente care pot afecta performanța protezelor auditive, cum ar fi telefoanele mobile, routerele Wi-Fi sau alte echipamente cu simbolul afișat. Dacă protezele auditive sunt afectate de interferențe, îndepărtați-vă de sursă.

Detășăți piesa auriculară în canalul auricular

Asigurați-vă că piesa auriculară este încă conectată la difuzor atunci când scoateți proteza auditivă din ureche. Dacă piesa auriculară nu este pe difuzor, aceasta poate fi încă prezentă în canalul auricular. Consultați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

Conexiune la echipamentul extern

Siguranța protezelor auditive în cazul conectării la un echipament extern (prin intermediul unui cablu de intrare auxiliar și/sau cablu USB și/sau direct) este determinată de sursa externă de semnal. Când protezele auditive sunt conectate la un echipament extern racordat la priza de curent, acest echipament trebuie să respecte standardele de siguranță CEI 62368-1 sau echivalente.

Protecția la apă și praf (IP68)

Proteza dvs. auditivă este protejată la praf și împotriva pătrunderii apei, ceea ce înseamnă că este concepută să fie purtată în toate situațiile zilnice. De aceea, nu trebuie să vă îngrijorați de transpirație sau dacă o udați de la ploaie.

Înainte de a încărca proteza auditivă, ștergeți toată umezeala.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ

Nu purtați proteza auditivă atunci când faceți duș sau participați la activități acvatice. Nu introduceți proteza auditivă în apă sau alte lichide.

Condiții de utilizare

| | |
|--|---|
| Condiții de funcționare | Temperatură: De la +5 °C la +40 °C (de la 41 °F la 104 °F) Umiditate: Umiditate relativă de la 5% la 93%, fără condensare Presiune atmosferică: de la 700 hPa până la 1060 hPa |
| Condiții la încărcare | Temperatură: De la +5 °C la +40 °C (de la 41 °F la 104 °F) Umiditate: Umiditate relativă de la 5% la 93%, fără condensare Presiune atmosferică: de la 700 hPa până la 1060 hPa |
| Condițiile de transport și depozitare | Temperatura și umiditatea nu va depăși limitele de mai jos în timpul transportării și depozitării: Transportare: Temperatură: De la -20 °C la +60 °C (de la -4 °F la 140 °F) Umiditate: Umiditate relativă de la 5% la 93%, fără condensare Presiune atmosferică: de la 700 hPa până la 1060 hPa Depozitare: Temperatură: De la -20 °C la +30 °C (de la -4 °F la 86 °F) Umiditate: Umiditate relativă de la 5% la 93%, fără condensare Presiune atmosferică: de la 700 hPa până la 1060 hPa |

Observație

Pentru mai multe informații despre condițiile de utilizare ale încărcătorului, consultați instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului.

Informații tehnice

Proteza auditivă conține următoarele două tehnologii radio:

Protezele auditive sunt prevăzute cu un transmițător radio care utilizează o tehnologie cu inducție magnetică de rază scurtă, care funcționează la 3,84 MHz. Puterea câmpului magnetic a transmițătorului este foarte slabă și este mereu sub 15 nW (de obicei sub -15 dBμA/m la o distanță de 10 metri (-4.6 dBμA/ft la o distanță de 33 picioare)).

Protezele auditive conțin și un transmițător radio folosind tehnologia Bluetooth Low Energy și o tehnologie radio brevetată pe distanțe scurte, ambele funcționând în banda ISM la 2,4 GHz. Transmițătorul radio este slab

și întotdeauna sub 4,5 mW echivalent cu 6,5 dBm în ceea ce privește puterea totală radiată.

Folosiți proteza auditivă doar în zonele unde este permisă transmisiunea wireless.

Proteza auditivă respectă standardele internaționale referitoare la transmițătoarele radio, compatibilitatea electromagnetică și expunerea umană.

Proteza auditivă este concepută pentru a funcționa în medii publice și rezidențiale. A trecut următoarele teste de emisii și imunitate aplicabile:

Cerințele privind emisiile radiate pentru un dispozitiv CISPR 11 Grupa 1 Clasa B, conform tabelului 2 din CEI 60601-1-2.

Emisiile radiate pentru dispozitivele de comunicații care funcționează în banda ISM 2,4 GHz, conform 47 CFR Partea 15, subpartea C, RSS-247 și EN 300 328 (numai pentru produsele cu Bluetooth).

Emisiile radiate pentru comunicațiile prin inducție magnetică în câmp apropiat care funcționează în banda de 3,84 MHz, după cum se prevede în 47 CFR Partea 15, subpartea C, RSS-210 și EN 300 330.

Imunitate la radiații RF la un nivel de câmp de 10 V/m între 80 MHz și 2,7 GHz, conform tabelului 4 din IEC 60601-1-2 și 3 V/m între 2,7 și 6,0 GHz, conform CISPR 32.

Imunitatea la radiații RF la un nivel de câmp de până la 28 V/m pentru benzile de comunicații fără fir RF selectate între 380 MHz și 5,8 GHz, conform tabelului 9 din CEI 60601-1-2.

Imunitatea la radiații RF la un nivel de câmp de până la 65 A/m pentru câmpuri magnetice de proximitate selectate la 30 kHz, 134,2 kHz și 13,56 MHz, conform tabelului 11 din CEI 60601-1-2 AM1.

Nivelurile de câmp de imunitate la radiații RF în benzile selecționate menționate în CEI 60118-13 între 25 V/m și 60 V/m și, pentru câmpurile de proximitate ale dispozitivelor de comunicare ținute la ureche, menționate în ANSI C63.19.

Imunitatea la câmpurile magnetice de frecvență de putere la un nivel de câmp de 30 A/m, conform tabelului 4 din CEI 60601-1-2 (numai pentru produsele cu bobină telefonică).

Imunitate la niveluri ESD de +/- 2, 4 și 8 kV de descărcare în conducție și +/- 2, 4, 8 și 15 kV de descărcare în aer, conform tabelului 4 din CEI 60601-1-2.

Datorită spațiului limitat al protezei auditive, marcajele relevante de aprobare se găsesc în acest ghid.

Informații suplimentare se găsesc în documentul Date tehnice de la www.oticon.global

Producătorul declară că această proteză auditivă este fabricată în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Acest dispozitiv medical satisface cerințele Regulamentului privind dispozitivele medicale (UE) 2017/745.

Declarația de conformitate este disponibilă la sediul central.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemarca
www.oticon.global/doc

CE 0123

 **AURACAST**
A BLUETOOTH® TECHNOLOGY

 **Bluetooth®**



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemarca



Deșeurile electronice
trebuie manipulate
conform legislației
locale.



IP68

Apple, sigla Apple, iPhone, Mac și Vision Pro și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

Utilizarea ecusonului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat pentru a se conecta în mod specific la produsul (produsele) Apple identificat(e) pe ecuson și a fost certificat de către dezvoltator că îndeplinește standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă de funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea sa cu standardele de siguranță și de reglementare.

Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Marca verbală și sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și sigla Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG. Orice utilizare a acestor mărci de către Demant se face sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Descrierea simbolurilor care însoțesc produsul



Avertismente

Textul marcat cu un simbol de avertizare trebuie citit înainte de a folosi dispozitivul.



Producător

Dispozitivul este realizat de producătorul al cărui nume și adresă sunt menționate lângă simbol. Indică producătorul dispozitivului medical, astfel cum este definit în Regulamentul UE 2017/745.



Marcaj CE

Dispozitivul se conformează tuturor regulamentelor și directivelor UE obligatorii. Numărul din patru cifre prezintă identificarea organismului notificat.



Deșeurile electronice (WEEE)

Reciclați protezele auditive, accesoriile sau bateriile conform reglementărilor locale. Utilizatorii protezei auditive pot returna deșeurile electronice la specialistul dvs. pentru protezare auditivă pentru a fi aruncate. Echipament electronic acoperit de Directiva 2012/19/UE privind deșeurile și echipamentele electrice (WEEE).



Marcajul de conformitate cu organismul de reglementare (RCM)

Dispozitivul respectă cerințele privind siguranța electrică, CEM și spectrul radio pentru dispozitivele pentru piețele din Australia sau Noua Zeelandă.

IP68

Codul IP

Indică clasa de protecție privind pătrunderea dăunătoare a apei și particulelor de materie conform EN 60529. IP6X indică nivelul general de protecție la praf. IPX8 indică protecția la efectele scufundării continue în apă.



Sigla Bluetooth

Marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. pentru care orice utilizare necesită o licență.

Descrierea simbolurilor care însoțesc produsul



Auracast

Marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. pentru care orice utilizare necesită licențierea.



Fabricat pentru iPhone/iPad badge

Indică faptul că dispozitivul este compatibil cu iPhone și iPad.



Ecusonul Mac

Indică faptul că dispozitivul este compatibil cu Mac.



Ecusonul Apple AirPlay

Butonul AirPlay poate fi folosit pentru a deconecta și conecta protezele auditive la un Mac.



Ecusonul Android

Indică faptul că dispozitivul este compatibil cu Android.



Bucă auditivă

Această siglă include simbolul universal pentru asistența auditivă. „T”-ul înseamnă că este instalată o buclă auditivă.



Transmițătorul în radio frecvență (RF)

Proteza dvs. auditivă conține un transmițător RF.

GTIN

Număr articol pentru comerțul global

Un număr global unic din 14 cifre folosit pentru identificarea produselor dispozitive medicale, inclusiv software-ul dispozitiv medical. GTIN din această broșură se referă la firmware-ul dispozitivului medical (FW). GTIN de pe eticheta de reglementare de pe ambalaj se referă la hardware-ul dispozitivului medical.

Descrierea simbolurilor care însoțesc produsul

FW

FW

Versiunea firmware folosită la dispozitiv.



A se păstra uscat

Indică un dispozitiv medical care trebuie protejat de umezeală.

REF

Numărul de catalog

Indică numărul de catalog al producătorului pentru a identifica dispozitivul medical.

SN

Numărul de serie

Indică numărul de serie al producătorului pentru a identifica un anumit dispozitiv medical.

MD

Dispozitiv medical

Dispozitivul este un dispozitiv medical.



Li-ion

Simbolul de reciclare a bateriei

Simbol de reciclare a bateriei Li-ion.



Limita de temperatură

Indică limitele de temperatură la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.



Limitarea umidității

Indică intervalul de umiditate la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.

UDI

Identificator unic al dispozitivului

Indică un purtător care conține informații unice de identificare a dispozitivului

Garanția internațională

Dispozitivul este acoperit de o garanție internațională eliberată de producător. Aceasta garanție internațională acoperă defectele de fabricare și de material ale dispozitivului, însă nu și accesoriile, cum ar fi bateriile, tuburile, difuzoarele, piesele auriculare și filtrele, etc. Problemele cauzate de manevrarea sau întreținerea inadecvată sau incorectă, accidente, reparații făcute de persoane neautorizate, expunerea la condiții corozive, modificări fizice din urechea dvs., obiecte străine introduse în proteza auditivă, sau reglările incorecte NU sunt acoperite de această garanție internațională și o pot anula. Garanția internațională de mai sus nu afectează drepturile legale pe care le aveți în conformitate cu legislația națională în vigoare care reglementează vânzarea bunurilor de consum din țara în care

ați cumpărat dispozitivul. Specialistul pentru protezare auditivă poate emite și acesta o garanție care depășește clauzele acestei garanții internaționale. Vă rugăm să consultați specialistul pentru protezare auditivă pentru mai multe informații.

Dacă aveți nevoie de service

Duceți dispozitivul la specialistul dvs. pentru protezare auditivă, care ar putea să soluționeze imediat problemele și reglajele minore. Specialistul pentru protezare auditivă vă poate factura pentru serviciile sale.

Garanția

Certificat

Numele clientului: _____

Specialistul pentru protezare auditivă: _____

Adresa specialistului pentru protezare auditivă: _____

Numărul de telefon al specialistului pentru protezare auditivă: _____

Data achiziționării: _____

Perioada de garanție: _____ Luna: _____

Model stânga: _____ Nr. serie: _____

Model dreapta: _____ Nr. serie: _____

Setările individuale ale protezei dvs. auditive

Se va completa de către specialistul pentru protezare auditivă.

| Tinitus SoundSupport: Limitarea utilizării | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Nicio limitare a utilizării | | |
| | Program | Volum de pornire (Tinitus) | Volum maxim (Tinitus) |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Max _____ ore pe zi | Max _____ ore pe zi |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Max _____ ore pe zi | Max _____ ore pe zi |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Max _____ ore pe zi | Max _____ ore pe zi |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Max _____ ore pe zi | Max _____ ore pe zi |

Prezentarea setărilor Tinnitus SoundSupport pentru proteza dvs. auditivă

| Stânga | | Dreapta | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu | Tinnitus SoundSupport | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

A) Modificarea volumului Tinnitus SoundSupport pentru fiecare ureche separat

Pentru a **crește** sau **reduce** volumul sunetului (doar pentru o singură proteză auditivă), apăsați scurt partea superioară sau inferioară a butonului în mod repetat până la atingere nivelului dorit.

B) Modificarea volumului Tinnitus SoundSupport simultan în ambele urechi

Puteți folosi o proteză auditivă pentru a crește/reduce volumul în ambele proteze auditive. Atunci când modificați volumul la o singură proteză auditivă, volumul de la cealaltă proteză auditivă se modifică la fel.

Pentru a **crește** volumul sunetului, apăsați scurt în mod repetat partea superioară a butonului.

Pentru a **reduce** volumul sunetului, apăsați scurt în mod repetat partea inferioară a butonului.

Se va completa de către specialistul pentru protezare auditivă.

Prezentarea setărilor generale pentru proteza dvs. auditivă

| Stânga | | | Dreapta | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu | Modificați volumul | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu | Schimbați programul | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| Indicatori ai reglajului de volum | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pornit | <input type="checkbox"/> Oprit | Bipuri la volum min/ max | <input type="checkbox"/> Pornit | <input type="checkbox"/> Oprit |
| <input type="checkbox"/> Pornit | <input type="checkbox"/> Oprit | Bipuri la modificarea volumului | <input type="checkbox"/> Pornit | <input type="checkbox"/> Oprit |
| <input type="checkbox"/> Pornit | <input type="checkbox"/> Oprit | Bipuri la volumul de pornire | <input type="checkbox"/> Pornit | <input type="checkbox"/> Oprit |
| Indicatori nivel baterie | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pornit | <input type="checkbox"/> Oprit | Avertizarea bateriei descărcate | <input type="checkbox"/> Pornit | <input type="checkbox"/> Oprit |

Sunetul și indicatorii luminoși LED

Diferite sunete și lumini LED indică starea protezei auditive. Mai mulți indicatori sunt prezentați în paginile următoare.

Specialistul pentru protezare auditivă poate seta sunetul și indicatorii LED conform preferințelor dvs.

| Program | <input type="checkbox"/> Sunet | <input type="checkbox"/> Lumină LED* | Notificare vocală | Când se utilizează |
|---------|--------------------------------|---|---|--------------------|
| 1 | 1 ton | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu | |
| 2 | 2 tonuri | <input type="radio"/> <input type="radio"/> | | |
| 3 | 3 tonuri | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | | |
| 4 | 4 tonuri | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | | |

Clipire VERDE scurtă





*LED continuu sau repetat de trei ori cu pauze scurte



Continuare pe următoarea pagină

| PORNIT/OPRIT | Sunet | Lumină LED | Comentarii lumină LED |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| PORNIT | <input type="checkbox"/> Melodie | <input type="checkbox"/> | Afișează o dată |
| OPRIT | <input type="checkbox"/> 4 tonuri descendente | <input type="checkbox"/> | |
| Volum | Sunet | Lumină LED | |
| Volum de pornire | <input type="checkbox"/> 2 bipuri | <input type="checkbox"/> | |
| Volum minim/maxim | <input type="checkbox"/> 3 bipuri | <input type="checkbox"/> | |
| Volum sus/jos | <input type="checkbox"/> 1 bip | <input type="checkbox"/> | |
| Fără sunet | <input type="checkbox"/> Melodie scurtă descendentă | <input type="checkbox"/> | Continuu sau repetat de trei ori |

Clipire VERDE lungă Clipire VERDE scurtă

Clipire PORTOCALIE lungă Clipire PORTOCALIE scurtă

| Accesorii | <input type="checkbox"/> Sunet | <input type="checkbox"/> LED | Comentarii lumină LED |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Programe fără fir ¹⁾ | 2 tonuri diferite |  | Continuu sau repetat de trei ori |
| Programe fără fir ²⁾ | 2 tonuri diferite |  | |
| Bluetooth | Sunet | <input type="checkbox"/> LED | |
| Bluetooth OPRIT | 4 tonuri descendente + melodie scurtă |  | |
| Bluetooth PORNIT | 4 tonuri descendente + melodie scurtă |  | Afișează o dată |


 Clipire VERDE lungă  Clipire VERDE scurtă

 Clipire PORTOCALIE lungă  Clipire PORTOCALIE scurtă

- 1) Microfonul protezei auditive, Adaptorul TV 3.0
 2) ConnectClipMicrofonul de la distanță

Continuare pe următoarea pagină

| Avertismente | Sunet | LED | Comentarii LED |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nivel scăzut al bateriei | <input type="checkbox"/> 3 tonuri alternative | <input type="checkbox"/> ● ● ● ● ● ● ● ● | Clipire continuă |
| | <input type="checkbox"/> Notificare vocală | | |
| Oprire baterie | 4 tonuri descendente | | |
| Este necesară verificarea microfonului la service | 8 bipuri repetate de 4 ori | <input type="checkbox"/> ●●● ●●● ●●● ●●● | Repetat de patru ori. |
| Lumina LED a protezei auditive nu se APRINDE când proteza auditivă este pusă în încărcător | | OPRIT | Consultați secțiunea Depanare |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Lumina LED a protezei auditive PORTOCALIU când proteza auditivă este pusă în încărcător | |  | Clipire continuă. Consultați secțiunea Depanare. |
|---|--|---|--|



Clipire PORTOCALIE lungă



Clipire PORTOCALIE scurtă

Depanarea

| Simptome | Cauze posibile |
|---|--|
| Niciun sunet | Proteza auditivă nu mai are curent |
| | Baterie moartă |
| | Piesă auriculară înfundată (dom, Grip Tip, LiteTip, olivă sau Micro olivă) |
| | Microfonul protezei auditive este oprit |
| Sunet intermitent sau redus | Orificiu de sunet înfundat |
| Sunet șuierător | Piesa auriculară din proteza auditivă nu este introdusă corect în ureche |
| | Cerumen acumulat în canalul auditiv |
| | Urechea a crescut |
| Bipuri | Dacă proteza dvs. auditivă redă 8 bipuri, de 4 ori consecutiv, proteza dvs. auditivă necesită verificarea microfonului |
| Problemă la asocierea cu smartphone-ul | Conexiunea Bluetooth a eșuat |
| | Este realizată perechea cu doar o singură proteză auditivă |

Soluții

Încărcați proteza auditivă

Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă

Curățați oliva, LiteTip sau Micro oliva sau înlocuiți filtrul de cerumen

Înlocuirea domului sau GripTip

Activați sunetul microfonului protezei auditive

Curățați oliva, LiteTip sau Micro oliva, înlocuiți filtrul de cerumen sau schimbați domul sau GripTip

Reintroduceți piesa auriculară

Adresați-vă unui medic ORL-ist pentru a vă examina urechea

Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă

Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă

- 1) Anulați asocierea protezei auditive.
- 2) Pe telefon, OPRIȚI și PORNIȚI din nou Bluetooth.
- 3) OPRIȚI și apoi PORNIȚI din nou proteza auditivă
- 4) Asociați din nou proteza auditivă (pentru recomandări, vizitați: www.oticon.global/pairing)

Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, consultați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

Depanarea

Pentru depanarea încărcătorului, consultați instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului.

| Simptome | Cauze posibile |
|---|--|
| Lumina LED a protezei auditive rămâne STINSĂ când proteza auditivă este pusă în încărcător | Încărcătorul nu este PORNIT |
| | Temperatura protezei auditive sau încărcătorului este prea mare sau prea mică |
| | Încărcarea s-a terminat. Încărcătorul a oprit încărcarea pentru a proteja bateria. |
| | Proteza auditivă nu este așezată corect în încărcător |
| Lumina LED a protezei auditive pulsează în PORTOCALIU atunci când proteza auditivă este pusă în încărcător, dar nu PORNEȘTE atunci când este scoasă din încărcător | Bateria este foarte slab încărcată și insuficientă pentru a porni protezele auditive |
| Lumina LED a protezei auditive PORTOCALIU când proteza auditivă este pusă în încărcător | Eroare de sistem |
| Probleme audio | Probleme de conectivitate cu Mac sau Vision Pro |

Soluții

Verificați dacă ștecherul încărcătorului este conectat corect sau dacă bateria externă este încărcată suficient

Mutați încărcătorul și proteza auditivă într-un loc cu o temperatură între +5 °C și +40 °C (între +41 °F și +104 °F)

Introduceți din nou proteza auditivă în încărcător. Încărcarea se finalizează astfel în circa 15 minute.

Verificați porturile de încărcare de prezența obiectelor străine

Protezele auditive se încarcă. Asigurați-vă că lăsați protezele auditive în încărcător pe durata acestui proces

Contactați specialistul dvs. pentru protezare auditivă

1) Deschideți Centrul de control din Mac sau Vision Pro. **2)** Din secțiunea Sunet, faceți clic pe butonul AirPlay pentru a-l OPRI. **3)** OPRIȚI și apoi PORNIȚI protezele auditive. **4)** În Centrul de control, la secțiunea Sunet, faceți clic pe butonul AirPlay pentru a-l PORNI

Observație

Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, consultați specialistul dvs. pentru protezare auditivă.

Distribuitor în România:
SC Romsound SRL
Cluj-Napoca: Bdul C. Brâncuși, nr. 132

< 8,15 mm >



>

< 21 mm >

<

< 15 mm >

< 9,0 mm >



oticon
life-changing **technology**